

## Retradores Hepáticos Nathanson

HABILITAR ACCESO Y CAMPO DE VISIÓN ÓPTIMOS DURANTE LA CIRUGÍA GI SUPERIOR



Ref. N°.  
69736-XL-R9

que ofrece  
Retradores Nathanson robóticos -  
diseñados para eliminar la  
interferencia del brazo durante los  
procedimientos robóticos



Robótico vs Estandar


- Mantiene y retrae completamente el hígado para una visualización de campo óptima
- Conexión directa a los sistemas de sujeción y posicionamiento Mediflex®
- El ajuste de bloqueo hexagonal evita el deslizamiento del hígado y la rotación axial
- Trauma reducido en comparación con los retractoros de hígado de mano
- Longitud de punta extendida disponible para facilitar la inserción a través de paredes abdominales más gruesas
- Acabado mate para evitar reflejos
- Versiones robóticas para eliminar la interferencia del brazo.
- La más amplia variedad de configuraciones en el mercado: disponible en diámetros de 3 mm, 5 mm y 6,5 mm y una gama de tamaños para adaptarse a todos los pacientes

# Retradores Hepáticos Nathanson

Especialmente diseñado con ajuste de poste hexagonal para la fijación directa a los sistemas de sujeción y posicionamiento Mediflex®, para una máxima seguridad y estabilidad de retracción



FlexArm™ Sistema Plus Twin  
Arm Ref. No. 99055-QCLR  
(Retractor, punta de sujeción  
y óptica no incluidos)



RETRACTORES ROBOTICOS	Ref. N°	UOM	Dia.(mm)	Tamaño	Punta	Shaft Length (A)
	69703-R9	Ea	5.0	Pequeño	Std	2" (5.1cm)
	69704-R9	Ea	5.0	Mediano	Std	2" (5.1cm)
	69705-R9	Ea	5.0	Grande	Std	2" (5.1cm)
	69709-R9	Set	5.0	5.0mm: S, M, L (1 ea)	Std	2" (5.1cm)
	69736-R9	Ea	6.5	Mediano	Std	2" (5.1cm)
	69736-R12	Ea	6.5	Mediano	Std	3.2" (8.1cm)
	69736-XL-R9	Ea	6.5	Mediano	Extended	2" (5.1cm)
69736-XL-R12	Ea	6.5	Mediano	Extended	3.2" (8.1cm)	

STANDARD RETRACTORS	Ref. No.	UOM	Dia.(mm)	Tamaño	Tip	Shaft Length (A)
	69738-3	Ea	3.0	Extra Pequeño	Std	3.7" (9.4cm)
	69735-3	Ea	3.0	Pequeño	Std	5.5" (14cm)
	69704-3	Ea	3.0	Mediano	Std	7.5" (19.1cm)
	69738	Ea	5.0	Extra Pequeño	Std	5.5" (14cm)
	69703	Ea	5.0	Pequeño	Std	5.5" (14cm)
	69704	Ea	5.0	Mediano	Std	7.5" (19.1cm)
	69705	Ea	5.0	Largo	Std	10.7" (27.2cm)
	69709	Set	5.0	5.0mm: S, M, L (1 ea)	Std	See above
	69735	Ea	6.5	Pequeño	Std	5.5" (14cm)
	69735-XL	Ea	6.5	Pequeño	Extended	5.5" (14cm)
	69736	Ea	6.5	Mediano	Std	7.7" (19.6cm)
	69737	Ea	6.5	Largo	Std	10.7" (27.2cm)
	69710	Set	6.5	6.5mm: S,M,L (1 ea)	Std	See above
	69736-XL	Ea	6.5	Mediano	Extended	7.7" (19.6cm)
69737-XL	Ea	6.5	Largo	Extended	10.7" (27.2cm)	
69710-XL	Set	6.5	6.5mm: S, M/XL, L/XL (1ea)	Extended	See above	

**Mediflex®**  
SURGICAL PRODUCTS

250 Gibbs Road • Islandia, NY 11749

© 2019 Mediflex® Surgical Products, Islandia, NY. All rights reserved.

Mediflex® is a registered trademark of Mediflex® Surgical Products, a division of Flexbar Machine Corp.

[www.mediflex.com](http://www.mediflex.com)

USA 800.764.0474

+1.631.582.6424

info@mediflex.com

NLR-0819