



PRIM

Endocirugía



Irrigación/Aspiración Laparoscópica: Cánulas con Electrodo

*Electrodos monopolares
con canal de irrigación y succión*

Irrigación/Aspiración Laparoscópica: Cánulas con Electrodo

Características

- Amplia gama de cánulas de irrigación/ aspiración que incluyen electrodo monopolar, para unir en un mismo dispositivo 4 funciones básicas para la cirugía laparoscópica.
- Diseñados para su uso con el sistema de irrigación/ aspiración **Universal Plus®**
- Protector de la punta extendible, que hace más cómoda y segura la cirugía.
- Disponibles en 3 medidas diferentes: 27, 32 y 44 cm. Todos ellos, de 5 mm. de diámetro.
- Pueden ser con protección estándar, o con recubrimiento extra resistente.
- Se presentan estériles y listos para su uso. Producto diseñado para un único uso.



Descripción Electrodos Irrigación/Aspiración 5mm	Referencia según longitud electrodo			Ud./Venta
	27 cm.	32 cm.	44 cm.	
Electrodo I/A. Espátula	60-5272-027	60-5272-032	-	Pk5
Electrodo I/A. Gancho en "L"	60-5272-127	60-5272-132	-	Pk5
Electrodo I/A. Gancho en "J"	60-5272-227	60-5272-232	-	Pk5
Electrodo I/A. Aguja	60-5272-927	60-5272-932	-	Pk5
Electrodo I/A Ultra-Cubierto. Espátula	60-5274-027	60-5274-032	60-5274-044	Pk5
Electrodo I/A Ultra-Cubierto. Gancho en "L"	60-5274-127	60-5274-132	60-5274-144	Pk5
Electrodo I/A Ultra-Cubierto. Gancho en "J"	60-5274-227	60-5274-232	60-5274-244	Pk5
Electrodo I/A Ultra-Cubierto. Aguja	60-5274-927	60-5274-932	60-5274-944	Pk5
Electrod I/A con Lazo de 12 mm.	60-5276-027	60-5276-032	60-5276-044	Pk5
Electrodo I/A con Lazo de 20 mm.	60-5276-227	60-5276-232	60-5276-244	Pk5

al Servicio de la Salud



C/ F nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid - Teléfono: 913 342 475 - Fax: 913 342 494
e-mail: division.endocirugia@primhospitales.com - www.prim.es

Barcelona - Bilbao - La Coruña - Las Palmas - Madrid - Murcia - Palma de Mallorca - Sevilla - Tenerife - Valencia