

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Denominación de producto	AGUJA DE VERESS
Marca comercial	CONMED
Referencia de fabricante	60-6050-002
Código de distribuidor	429286

Descripción del producto

- Aguja de insuflación para pneumoperitoneo.
- Llave de paso de alto flujo.
- Cuchilla de resorte con clic audible al perforar capas de tejido.
- Indicador de seguridad.
- Punta biselada afilada que asegura la inserción controlada, rápida, fácil y segura.
- Con válvula de flujo unidireccional que evita la pérdida del pneumoperitoneo.
- Con conexión de jeringa que permite la comprobación de la correcta introducción.



Indicaciones de uso

Insuflar gas CO₂ de manera controlada para crear un pneumoperitoneo, separando la pared abdominal para permitir la inserción del primer trocar creando un campo quirúrgico.

Composición y medidas

Composición: Polímero plástico de grado médico y acero inoxidable. Libre de látex.
Medidas: Ø 14G de diámetro. 150 mm de longitud.

Mantenimiento y conservación. Envasado

Material desechable, de un solo uso. Esterilizado en Óxido de Etileno
Almacenable a temperatura ambiente.
Se presenta en envase unitario y estéril con fecha de caducidad y número de lote.
Unidad de venta: caja 10 unidades en envase unitario estéril.

Normativas y datos logísticos

Acreditaciones: Directiva 93/42/CEE, Clase IIa,
Código EAN: 8426680477116