

OPTHRU

Aguja de Veress



OPTHRU Características

- ❖ Punta biselada agudo asegura la inserción controlada rápida, fácil y segura
- ❖ Indicador de seguridad Rojo
- ❖ Llave de paso alto flujo
- ❖ El diseño con resorte proporciona un "clic" audible al perforar capas de tejido
- ❖ Conexión Luer Lock para entrada de tubos de gas.

OPTHRU Especificaciones Técnicas

PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA
Aguja de Veress	121-20127	14G x long. 120mm	10 unidades/caja
Aguja de Veress	121-20157	14G x long. 150mm	10 unidades/caja

Hangzhou Optcla Medical Instrument Co. Ltd.
No. 88 West Baiyunyuan Road, Tonglu, Hangzhou, China
Tel: +86 571 6423 9839 Fax: +86 571 6423 9837
Website: <http://www.optcla.org>

International Sales Office
7th Floor, Block A6, 1528 Gumei Road, Xuhui District, Shanghai, 200233 China
Tel: +86 21 6492 2970 Fax: +86 21 33676279
Email: endoscopy@mindray.com

