

Sistema Contención de Morcelación

Ahora puede tener el espacio y la seguridad que busca al realizar morcelación y recuperación de tejido

DESPLEGAR

- utilizando instrumentos de 5mm

POSICIÓN

- Fácil orientación con lengüetas coloreadas y costuras negras para simplificar la identificación de la boca del saco.

CONTIENE

- crea un pseudo-abdomen para aislar el tejido para la morcelación

RECUPERAR

- a través de incisión laparoscópica reduciendo la estancia hospitalaria, el coste y las complicaciones




Funda de cámara dedicada que permite ver directamente la morcelación.



Diseño de una sola pieza resistente al desgarro con un revestimiento exclusivo de PUR para máxima resistencia y durabilidad



Fácil orientación utilizando pestaña coloreada




¿Por qué contener la morcelación?

-  Reducción de las tasas de malignidad diseminada.
-  Prevenir lesiones intestinales.
-  Reducción del riesgo de endometriosis y miomatosis peritoneal.
-  Reducción del tiempo de procedimiento. El tejido / residuo de sangre se contiene y se extrae en la extracción del saco.
-  Mejor experiencia del paciente y menor estancia hospitalaria.
-  Mejora la confianza del médico.

“El Eco-T es un cambio de juego. Permite al ginecólogo utilizar una técnica de múltiples puertos para morcelar la muestra en un sistema completamente contenido. Para el paciente, las incisiones son pequeñas. Para el médico, la bolsa es fácil de colocar con pocos pasos involucrados. La visualización de la morcelación es muy superior a la técnica de puerto único sin comprometer la contención completa. Añada a esto la resistencia, la durabilidad y la no permeabilidad del nailon rip-stop que comprende la bolsa, el sistema es sin duda el Gold Estándar”.

Dr Charles Miller, MD
 Director of Minimally Invasive
 Gynecologic Surgery
 Lutheran General Hospital, Illinois, USA



Referencia	Trocar (mm)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Volumen (ml)	Número Por Caja	Código GTIN-13
EMP400ECO-TMF-6	15	200	350	4000	6	5060358121463
EMP400ECO-TTR-3	15	200	350	4000	3	5060358121487
EMP200ECO-TMF-6	12	140	325	2000	6	5060358121425

If you would like to talk to Fannin about our innovative range of Espiner Morcellation Containment Systems, please call us on **+44 (0)1275 878 801** or email espiner@fannin.eu
www.espinermedical.com