

Eco Sac

Bolsa recogida de especímenes con excelente coste efectividad

DESPLIEGUE

- usando instrumental de 5mm

POSICIONAMIENTO


- con pestañas de fácil orientación y costura negra para identificar la boca del saco

RECUPERAR

- a través de incisión laparoscópica reduciendo la estancia hospitalaria, el coste y las complicaciones




Cierre seguro y protegido con un fuerte cordón monofilamento



Diseño de una sola pieza resistente al desgarro con un revestimiento exclusivo de PUR para máxima resistencia y durabilidad




Fácil orientación utilizando pestaña coloreada.



Características Eco Sac :



- E** Solución integral que cubre procedimientos laparoscópicos desde biopsia de ganglios hasta bazos agrandados.
- E** Mínimamente invasiva reducción de la duración de la estancia, la tensión financiera y mejora la experiencia del paciente.
- E** Nuestro exclusivo nailon ripstop recubierto es resistente a la rotura si se perfora.
- E** Incluye marcador opaco de rayos X.
- E** Fácil orientación utilizando pestaña de colores.
- E** Recubrimiento de poliuretano impermeable a fluidos biológicos.
- E** Cierre seguro con fuerte cordón de monofilamento.
- E** Despliegue simplificado a través de la boca o base.
- E** Captura integral de tejido con una gran apertura de la boca.



Referencia	Trocar (mm)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Volumen (ml)	Unidades Por Caja	Código GTIN-13
EMP50ECO-R	5	38	90	50	10	5060358120008
EMP60ECO-10	10	45	100	80	10	5060358121098
EMP70ECO-10	10	57	100	100	10	5060358120015
EMP100ECO-10	10	70	144	200	10	5060358120046
EMP110ECO-R-10	5	55	135	100	10	5060358120299
EMP140ECO-10	12	115	185	550	10	5060358120077
EMP145ECO	12	102	235	750	5	5060358120114
EMP170ECO	12	170	180	1200	5	5060358120145
EMP230ECO	12	165	340	3100	5	5060358120206
EMP600ECO-5	15	320	410	6000	5	5060358120282

To talk to Fannin about our cost effective Eco Sac range, please call us on **+44 (0)1275 878 801** or email **espiner@fannin.eu**
www.espinermmedical.com