

# Standard E-Sac

La Bolsa de Recogida  
Original Espiner

## DESPLIEGUE

- usando instrumental de 5mm

## POSICIONAMIENTO

- con pestañas de fácil orientación y  
costura negra para identificar la boca de  
la bolsa

## RECUPERAR


- a través de incisión laparoscópica reduciendo la  
estancia hospitalaria, el coste y las complicaciones




Permitiendo la  
extracción libre de  
instrumentos.



Diseño de una sola pieza  
resistente al desgarro con  
un revestimiento exclusivo  
de PUR para máxima  
resistencia y durabilidad




Cordón integrado  
que permite  
control externo.



# Características Standard E-Sac:



- E** Comprehensive solution covering laparosSolución integral que cubre procedimientos laparoscópicos desde la Biopsia de ganglios a resección intestinal.
- E** Mínimamente invasiva reducción de la duración de la estancia, la tensión financiera y mejora la experiencia del paciente.
- E** Nuestro exclusivo nylon ripstop recubierto es resistente a la rotura si se perfora.
- E** Incluye marcador opaco de rayos X.
- E** Recubrimiento de poliuretano impermeable a fluidos biológicos.
- E** Cordón alargado que proporciona control externo durante todo el procedimiento.
- E** Despliegue fácilmente utilizando instrumentos de 5 mm.
- E** Extracción sin instrumentos  
- no se necesitan pinzas de agarre para completar.



Referencias	Trocar (mm)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Volumen (ml)	Unidades Por Caja	Código GTIN-13
EMP70-INS-10	10	45	100	60	10	5060358120404
EMP100-INS-10	10	55	160	200	10	5060358120428
EMP160-INS-5	10 & 12	102	250	900	5	5060358120442

If you would like to know more about our original & innovative range, please call us on **+44 (0)1275 878 801** or email **espiner@fannin.eu**  
**www.espinermmedical.com**