



**PRIM**

*Endocirugía*



# ***GRAPADORA LINEAL CON CORTE***

***Facilita el grapado y transección en  
cavidad pélvica para resección anterior baja***



# Grapadora Lineal con Corte

## Características

- Grapadora lineal con corte, específicamente diseñada para la resección anterior baja
- Coloca dos dobles filas paralelas y alternas de grapas, y simultáneamente, corta el tejido entre ambas
- Vástago especialmente largo y forma del cabezal permite un sencillo acceso a la cavidad pélvica
- Amplia apertura de la mandíbula permite un mejor posicionamiento bajo la zona del tumor
- Instrumento se presenta precargado con carga de 40 mm de longitud de línea de grapado, y grapas de 4,8 mm de altura
- Método de corte único y patentado, acompaña a la línea de grapado en la misma dirección, reduciendo el sangrado en la aplicación
- Fácil de utilizar, muy intuitiva. Con posición de semicerrado, facilita el posicionamiento del tejido y el control del disparo.
- Instrumento recargable hasta en 7 ocasiones para un mismo procedimiento quirúrgico



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Ud./VENTA
CAAB-40	Grapadora lineal con corte (Instrumento con carga)	Unit
CAZB-40	Recarga 40 mm longitud, grapa 4,8 mm altura	Unit

*al Servicio de la Salud*



Prim S.A. C/ F nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid - Teléfono: 913 342 475- Fax: 913 342 494  
e-mail: [atencion.cliente@prim.es](mailto:atencion.cliente@prim.es) - [www.prim.es](http://www.prim.es)