



**PRIM**

*Endocirugía*



# *Irrigación/Aspiración Laparoscópica UNIVERSAL PLUS®*

*Sistema endoscópico  
de irrigación/aspiración*

# Irrigación/Aspiración Laparoscópica UNIVERSAL PLUS®

## Características

- El sistema de Irrigación/ Aspiración laparoscópico Universal Plus® proporciona al cirujano una gran variedad de posibilidades, permitiendo usar cánulas desechables o reutilizables con mangos con conexión a 1 ó 2 bolsas de irrigación, e intercambiar cánulas de 5 y de 10 milímetros. Permite igualmente el uso de electrodos monopolares con cánula de irrigación/aspiración, lo que permite realizar 4 funciones con 1 dispositivo.
- Válvulas de control de flujo en el mango de tipo trompeta, fácilmente identificables y confortables al tacto.
- Incorpora tubo flexible transparente de 3 metros de longitud, con conexión a 1 ó a 2 bolsas, y con clamps para facilitar los cambios de bolsa durante el procedimiento.
- Compatible con cualquier sistema de de aspiración y a todas las bombas de irrigación del mercado.
- Dos modelos diferentes de mango; recto o con angulación de 45°. Diseño ergonómico para comodidad del cirujano.
- Incorpora control que permite rotar 360° la cánula.
- Posibilidad de desconexión del tubo de aspiración y conectar directamente una cánula yankauer.



REF.	DESCRIPCIÓN	Ud./Venta
60-6010-000	Mango Curvo I/A control manual, Electrocirugía control con pedal. Conexión a 1 bolsa	Pk1 ó Pk10
60-6010-002	Mango Curvo I/A control manual, Electrocirugía control manual. Conexión a 1 bolsa	Pk1 ó Pk10
60-6010-020	Mango Curvo I/A control manual, Electrocirugía control con pedal. Conexión "Y" a 2 bolsas	Pk1 ó Pk10
60-6010-022	Mango Curvo I/A control manual, Electrocirugía control manual. Conexión "Y" a 2 bolsas	Pk1 ó Pk10
60-6010-001	Mango Recto I/A control manual, Electrocirugía control con pedal. Conexión a 1 bolsa	Pk1 ó Pk10
60-6010-003	Mango Recto I/A control manual, Electrocirugía control manual (botón). Conexión a 1 bolsa	Pk1 ó Pk10
60-6010-005	Mango Recto I/A control manual, Electrocirugía control manual (palanca). Conexión a 1 bolsa	Pk1 ó Pk10
60-6010-021	Mango Recto I/A control manual, Electrocirugía control con pedal. Conexión "Y" a 2 bolsas	Pk1 ó Pk10
60-6010-023	Mango Recto I/A control manual, Electrocirugía control manual (botón). Conexión "Y" a 2 bolsas	Pk1 ó Pk10
60-6010-025	Mango Recto I/A control manual, Electrocirugía control manual (palanca). Conexión "Y" a 2 bolsas	Pk1 ó Pk10

**al Servicio de la Salud**



C/ F nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid - Teléfono: 913 342 475 - Fax: 913 342 494  
e-mail: [division.endocirugia@primhospitales.com](mailto:division.endocirugia@primhospitales.com) - [www.prim.es](http://www.prim.es)

Barcelona - Bilbao - La Coruña - Las Palmas - Madrid - Murcia - Palma de Mallorca - Sevilla - Tenerife - Valencia