

InsertosLogic™

Mandíbulas Reutilizables 5mm



Insertos Laparoscópicos Reutilizables®



El sistema de desmontaje de 3 piezas ofrece; facilidad de limpieza, esterilización y múltiples patrones de mandíbula con cada mango, minimizando los costes hospitalarios

Características

Reusable



Productos Reutilizables® - Mangos reutilizables, insertos con mandíbula y vainas y ejes de rotación

Conexión de bola y eje fácil de montar



Short Fenestrated Grasper Long Fenestrated Grasper Curved Dissector Needle Nose Grasper Maxi Grasper Babcock Grasper Allis Forceps Petelin Forceps Single Action Grasper Extra Long Fenestrated Grasper Fine Tooth Forceps Cobra Grasping Forceps Clinch Hunter Bowl Grasper Right Angled Dissector Prestige

Disponible en una variedad de patrones de mandíbula

Productos

	Nombre Producto	Referencia	Longitud Trabajo
Insertos 5mm	Short Fenestrated Grasper	101-47020	235mm
		101-48020	305mm
		101-49020	355mm
	Long Fenestrated Grasper	101-47021	235mm
		101-48021	305mm
		101-49021	355mm
	Curved Dissector	101-47022	235mm
		101-48022	305mm
		101-49022	355mm
	Needle Nose Grasper	101-47023	235mm
		101-48023	305mm
		101-49023	355mm
	Maxi Grasper	101-47026	235mm
		101-48026	305mm
		101-49026	355mm
	Babcock Grasper	101-47027	235mm
		101-48027	305mm
		101-49027	355mm
Allis Forceps	101-47028	235mm	
	101-48028	305mm	
	101-49028	355mm	
Petelin Forceps	101-47029	235mm	
	101-48029	305mm	
	101-49029	355mm	
Single Action Grasper	101-47034	235mm	
	101-48034	305mm	
	101-49034	355mm	
Extra Long Fenestrated Grasper	101-47035	235mm	
	101-48035	305mm	
	101-49035	355mm	

	Nombre Producto	Referencia	Longitud Trabajo
Insertos 5mm	Fine Tooth Forceps	101-47037	235mm
		101-48037	305mm
		101-49037	355mm
	Cobra Grasping Forceps	101-47039	235mm
		101-48039	305mm
		101-49039	355mm
	Clinch	101-47040	235mm
		101-48040	305mm
		101-49040	355mm
Hunter Bowl Grasper	101-47042	235mm	
	101-48042	305mm	
	101-49042	355mm	
Right Angled Dissector	101-47045	235mm	
	101-48045	305mm	
	101-49045	355mm	
Taper Wave	101-47048	235mm	
	101-48048	305mm	
	101-49048	355mm	
5mm	Tube and Nut (Required for use)	101-47100	235mm
		101-48100	305mm
		101-49100	355mm
Mangos	Pistol Grip Handle	101-43000	N/A
	Pistol Grip Handle with Ratchet	101-44000	N/A
	Horizontal Handle	101-41000	N/A
	Horizontal Handle with Ratchet	101-42000	N/A

For further details about the Logic™ Range please contact: sales@surginno.co.uk +44(0)113 230 7597



PRIM Endocirugía