


LAGIPOINT® Series

DISPOSITIVO DE ABORDAJE TRANSANAL



**PROPORCIONA UN DISPOSITIVO SEGURO,
EFICAZ Y EFICIENTE**

LAGIPOINT® Transanal Approach Series permite trabajar con instrumentación estándar laparoscópica recta, doblada, angulada o curva y permite aplicaciones para procedimientos transanales mínimamente invasivos, creando mejores resultados para pacientes de todo el mundo.

LAGIS®

LAGIPORT® series

Dispositivo abordaje transanal para TAMIS y TATME

LAGIPORT® Removable Cap

- Mantenimiento ideal del neumoperitoneo
- 2 puertos de Insuflación & Evacuación del humo
- 4 puertos de instrumentos, 2 de 5mm y 2 de 12mm
- Separación simple para extracción de muestras
- Carcasa transparente para ver a través de la colocación de instrumentos



Sistema de acceso y Obturador

- Colocación rápida para aumentar la eficiencia
- Canal eficaz para retener exposición superior y Acceso
- Con obturador para acelerar el montaje
- Agujeros de sutura para seguridad adicional

Referencia	Descripción	Tamaño de acceso	Ud/Caja
CRS-60-0220M	LAGIPORT® Tapa + Puerto de Acceso + Obturador	4 X 6 cm	1
CRS-A01M	Puerto de Acceso + Obturador	4 X 6 cm	1

Para detalles completos del producto, vea las instrucciones de uso.