


4D DOME®

Fusión con la anatomía para óptimos resultados



Evolución de la forma
Eficacia probada
Fácil y rápida implantación

COUSIN
B I O T E C H



Calle F, nº 15 - P.I. Arroyomolinos - 28938 Móstoles (Madrid)
<http://www.prim.es> - Tel. 913 342 400 - Fax 913 342 494
e-mail: direccion.comercial@primhospitales.com


Barcelona	Sevilla	Valencia	A Coruña
Tel. 934 155 835	Tel. 954 274 600	Tel. 963 486 269	Tel. 981 140 250
Fax 932 379 103	Fax 954 281 564	Fax 963 405 427	Fax 981 140 246

Las Palmas G. Canaria	Bilbao	Palma de Mallorca
Tel. 928 220 328	Tel. 944 762 641	Tel. 971 278 291
Fax 928 228 962	Fax 944 750 109	Fax: 971 278 291

FUSIÓN CON LA ANATOMÍA PARA ÓPTIMOS RESULTADOS

4DDOME® es un implante parcialmente reabsorbible, diseñado para el tratamiento de hernias inguinales con un abordaje anterior libre de tensión con doble refuerzo (tapón y malla anterior).

ASPECTOS CLAVE DEL PRODUCTO



FT: Fascia Transversal - P: Peritoneo



Concepto **forma evolucionada**⁽³⁾

El concepto de 4DDOME® se basa en la geometría de la cúpula. Se va convirtiendo en plana a lo largo del tiempo hasta converger plenamente con la fascia transversal, dejando al paciente una anatomía reforzada sin elementos puntiagudos

Evidencia clínica: **Eficacia probada**

- Menos de un 0,5% de complicaciones⁽¹⁾
- Sin migración⁽²⁾
- Menor dolor y molestias (mediana VAS = 0)^{(2) (3)}
- Sin recurrencia⁽³⁾

Fácil y rápida implantación

Pestaña de sujeción específica limita la manipulación del tapón

COMPOSICIÓN Y REFERENCIAS


> MATERIAL

Tapón: 90% PLLA (Acido L Polilactico) - reabsorbible. 10% Polipropileno- no reabsorbible

Malla de refuerzo: 75% PLLA - reabsorbible. 25% Polipropileno- no reabsorbible

> LISTADO DE REFERENCIAS

	4DDOME 24 SR	Tapón 4DDOME Ø2,4 cm + Malla refuerzo 9 x 5,2 cm
	4DDOME 30 SR	Tapón 4DDOME Ø3,0 cm + Malla refuerzo 9 x 5,2 cm
	4DDOME 38 SR	Tapón 4DDOME Ø3,8 cm + Malla refuerzo 9 x 5,2 cm
	4DDOM 24 GSR	Tapón 4DDOME Ø2,4 cm + Malla refuerzo 13,5 x6 cm
	4DDOM 30 GSR	Tapón 4DDOME Ø3,0 cm + Malla refuerzo 13,5 x6 cm
	4DDOM 38 GSR	Tapón 4DDOME Ø3,8 cm + Malla refuerzo 13,5 x6 cm



⁽¹⁾ Expanded Clinical Experience with 4DDOME® Composite Prosthesis In Elective Open Inguinal Herniorrhaphy. - Mutter D, SURGICAL TECHNOLOGY INTERNATIONAL XIX, Hernia Repair 2010.

⁽²⁾ PerFix™ plug versus 4DDOME® implants for inguinal hernia repair: prospective multicentric randomised controlled trial. - Mutter D, Hernia 2012.

⁽³⁾ The new 4DDOME® prosthesis: an original light and partially absorbable composite mesh for hernia repair. - Leroy JL, Hernia 2006.

4DDOME® es un dispositivo médico clase IIb fabricado por COUSIN BIOTECH s.a.s. El sistema de gestión de COUSIN BIOTECH s.a.s ha sido certificado como cumplidor de los requerimientos del ISO 13485. Por favor lea las instrucciones de uso del producto detalladamente. Referencia: FPV4DDGB01 - 22/04/15

Imágenes y textos no contractuales. Las especificaciones podrían ser modificadas sin previo aviso.
Cousin Biotech S.A.S capital : 340 656 € - 398 460 261 RCS Lille - N°TVA FR 34 398 460 261

CE
0120

