


INTRAMESH T1

Malla intraperitoneal segura y fiable



Malla segura & fiable

Eficiencia probada

Sencilla de manejar



Calle F, nº 15 - P.I. Arroyomolinos - 28938 Móstoles (Madrid)
<http://www.prim.es> - Tel. 913 342 400 - Fax 913 342 494
e-mail: direccion.comercial@primhospitales.com

Barcelona
Tel. 934 155 835
Fax 932 379 103

Sevilla
Tel. 954 274 600
Fax 954 281 564

Valencia
Tel. 963 486 269
Fax 963 405 427

A Coruña
Tel. 981 140 250
Fax 981 140 246

Las Palmas G. Canaria
Tel. 928 220 328
Fax 928 228 962

Bilbao
Tel. 944 762 641
Fax 944 750 109

Palma de Mallorca
Tel. 971 278 291
Fax: 971 278 291

MALLA INTRAPERITONEAL SEGURA Y FIABLE

INTRAMESH T1 es una malla intraperitoneal de doble cara diseñada para el tratamiento de hernias ventrales, incisionales o umbilicales


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Segura y fiable para reparación duradera

Intramesh T1 es una malla clínicamente reconocida, comercializada a nivel mundial desde hace más de 10 años.

Su diseño se basa en una estructura de doble cara:


- una suave capa microperforada de PTFE expandido que minimiza las adherencias⁽¹⁾
- una capa de polipropileno monofilamento rugoso y macroporoso que favorece la rápida integración tisular⁽¹⁾



Eficiencia demostrada

Intramesh T1 tiene la mejor tasa de incorporación comparada con la mayoría de mallas disponibles.⁽¹⁾


Un estudio en animales mostró que a las 8 semanas tras la implantación, Intramesh T1 estaba completamente cubierta por tejido celular: un neoperitoneo perfectamente vascularizado.



Sencilla de manejar

Ideal tanto para laparoscopia como cirugía abierta, la cara intraperitoneal tiene marcas para facilitar el posicionamiento. El perfil fino y flexible de la malla facilita su manejo

> MATERIAL



CARA INTRAPERITONEAL
Suave capa antiadherente de ePTFE liso y microperforado

CARA EXTRAPERITONEAL
Polipropileno monofilamento macroporoso y rugoso

> AMPLIO RANGO DE MEDIDAS

	FBIOT1 1515	Malla T1 15x15 cm
	FBIOT1 2020	Malla T1 20x20 cm
	FBIOT1 3030	Malla T1 30x30 cm
	FBIOT1 3050	Malla T1 30x50 cm

	FBIOT1 1015	Malla T1 10x15 cm
	FBIOT1 1520	Malla T1 15x20 cm
	FBIOT1 2025	Malla T1 20x25 cm

	FBIOT1 R12X	Malla T1 Ø 12 cm
--	-------------	------------------

(1) Coated meshes for hernia repair provide comparable intraperitoneal adhesion prevention. Marc H.F. Schreinemacher et al. ; Surgical endoscopy (2013) 27 : 4202 - 4209. Animal study.

Intramesh T1 es un dispositivo médico clase IIb fabricado por COUSIN BIOTECH s.a.s. El sistema de gestión de COUSIN BIOTECH s.a.s ha sido certificado como cumplidor de los requerimientos del ISO 13485. Por favor lea las instrucciones de uso del producto detalladamente. Referencia: FPVMT1GB01 - 22/04/15

Imágenes y textos no contractuales. Las especificaciones podrían ser modificadas sin previo aviso.
Cousin Biotech S.A.S capital : 340 656 € - 398 460 261 RCS Lille - N°TVA FR 34 398 460 261

CE
0120

