


CADC Carga Punta Curva



- Proporciona UN ACCESO SUAVE al sitio quirúrgico
- Mejora la VISUALIZACIÓN
- Mantiene el tejido durante su MANIPULACIÓN
- Permite DISECCIONES ROMAS
- Facilita el uso de VARILLAS DE EXTENSIÓN
- SOPORTE EXTRA para alcanzar anatomías difíciles



El diseño en ángulo proporciona un mejor acceso y una identificación más sencilla de los vasos



La punta redondeada permite una sección roma y está específicamente diseñada para evitar daños al identificar las estructuras vasculares para la sección.



EG EXTRA GRIPPING

El mejor agarre para los procedimientos más complejos

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Referencia	Descripción
CADC 30T	Unidad de Recarga Articulada PANTHER Endo de 30mm con Punta Curva y 2.5 mm de Altura de Grapa (White)
CADC 45T	Unidad de Recarga Articulada PANTHER Endo de 45mm con Punta Curva y 2.5 mm de Altura de Grapa (White)
CADC 60T	Unidad de Recarga Articulada PANTHER Endo de 60mm con Punta Curva y 2.5 mm de Altura de Grapa (White)
CADC 45N	Unidad de Recarga Articulada PANTHER Endo de 45mm con Punta Curva y 3.5 mm de Altura de Grapa (Azul), Tecnología EG
CADC 60N	Unidad de Recarga Articulada PANTHER Endo de 60mm con Punta Curva y 3.5 mm de Altura de Grapa (Azul), Tecnología EG
CADC 45D	Unidad de Recarga Articulada PANTHER Endo de 45mm con Punta Curva y 4.8 mm de Altura de Grapa (Verde), Tecnología EG
CADC 60D	Unidad de Recarga Articulada PANTHER Endo de 60mm con Punta Curva y 4.8 mm de Altura de Grapa (Verde), Tecnología EG

La información presentada en este material está destinada a la descripción y promoción del producto únicamente. Panther Healthcare tiene el poder de interpretación relevante. Consulte siempre la etiqueta del producto y / o las instrucciones de uso antes de usar cualquier producto Panther Healthcare. Para obtener más detalles y actualizaciones, consulte el sitio web de Panther Healthcare: www.pantherhealthcare.com



Panther Healthcare Medical Equipment Co., Ltd
Beijing | New York | São Paulo | Toronto | Mumbai

Tel: +8610-80789058
www.pantherhealthcare.com
Email: service@pantherhealthcare.com

